



via GO[®]

El dispositivo de asistencia electrónica para acompañante
Compacto & Moderno



Empujar
es lo más fácil.



Yes, you can.®

via GO – Propulsión inteligente sin esfuerzo.

El asistente electrónico para sillas de ruedas, potente y fácil de usar

En algunos momentos, un simple bordillo o una superficie inclinada se pueden convertir en obstáculos insuperables. Pero esto se acabó gracias a via GO: el nuevo asistente electrónico para el acompañante de Alber siempre le proporcionará el nivel de asistencia adecuado para poder manejar todas las situaciones sin esfuerzo. Gracias a este dispositivo, el usuario podrá ganar en independencia y redescubrir los paseos relajantes a cualquier sitio.

El via GO es un dispositivo compacto y de alta calidad, compatible con la mayoría de sillas manuales. Solo hace falta montar el sistema de fijación en su silla para poder acoplarlo, de forma rápida y sin esfuerzo.

via GO – pushing the limits*



Compacto y fácil de usar

Simplemente práctico: una experiencia única

Con su impresionante versatilidad, via GO se va a convertir en su compañero de cada día. Gracias a él podrá dar paseos más largos.

Gracias a sus dimensiones compactas y su diseño ligero, esta ayuda electrónica es muy fácil de usar y puede ser transportada y guardada en cualquier maletero y en los espacios más reducidos.



Robusto y duradero

Sin esfuerzo: solo hace falta apretar el botón para iniciar el paseo

Cada ciudad tiene pendientes y rampas. El via GO le proporcionará la asistencia adecuada en el momento que lo necesite. Con él podrá realizar excursiones de hasta 16 km.

Intuitivo y flexible

Inteligente y fácil de montar.

Incluso sin conocimiento previo, el via GO es muy fácil de manejar. Es un dispositivo muy intuitivo gracias a su mando compacto con información clara y fácil de entender para cualquiera. Además es muy fácil de acoplar y se puede plegar la silla sin desmontar el via GO.

Seguro y fiable

Calidad Alber: diseño de clase superior

Esta ayuda para el empuje incorpora la experiencia y el mayor conocimiento técnico de Alber, empresa líder en los dispositivos de ayuda a la propulsión electrónica a nivel mundial. Como todos los productos Alber, el via GO cumple con las normas de calidad más exigentes como por ejemplo el TÜV alemán, con el fin de garantizar la máxima seguridad tanto para el usuario como para el acompañante.


Fácil de usar en el día a día.


Tanto la unidad de mando como el sistema de fijación son muy fáciles de instalar con el via GO.

El mando compacto y ergonómico se monta muy fácil y rápidamente en el puño de la silla, gracias a su sistema magnético.

El **sistema de fijación** inteligente permite plegar la silla, sin tener que desacoplar el via GO.

Gracias a su diseño compacto y ligero, un asa amplio y ergonómico, la **unidad motorizada** es extremadamente fácil de poner, quitar y transportar.





Datos técnicos

Dimensiones

Unidad motorizada (Ancho, Altura, Largo) 17 x 24 x 27 cm

Mando (Ancho, Altura, Largo) 3,5 x 9,5 x 2,7 cm

Velocidad 1,5-5,5 km/h (9 pasos)

Autonomía Hasta 16 km baterías de iones de litio recargables*

Peso máximo 150 kg (peso usuario*) / 170 kg (peso total**)

Pendiente máx. *** Hasta 16%

Peso

Cargador: 540 g

Unidad motorizada: 5,85 kg

Unidad de mando: 140 g

* Teniendo en cuenta el peso máximo soportado por la silla de ruedas (consultar datos del fabricante)

** Peso total (incluyendo la silla de ruedas)

*** Dependiendo de las habilidades del acompañante

Let's via GO!

Podrá encontrar más información, incluyendo el manual del usuario, en nuestra página web:

www.invacare.es

MADE IN GERMANY ■■■*

* Fabricado en ALEMANIA

Tel. (34) 972 493 214
E-Mail: contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Invacare S.A.
Avenida del Oeste nº50, 11ª
Valencia - CP: 46001
España



Yes, you can.®