

EL ÓPTIMO PARA USUARIOS CON ASIMETRÍAS ANATÓMICAS


Envuelve el contorno para distribución uniforme de la presión | Apoyo en el área isquiática/coxis | Manejo de la asimetría pélvica.

Barrera pre-isquiática limita el deslizamiento hacia delante | Convierte las fuerzas de cizalla en fuerzas normales



Soporte de muslo

Cremallera central para un fácil ajuste cuando el usuario está sentado | el cojín mantiene su forma, mejorando la protección de la piel del usuario



Solución individual para asimetrías

Minimiza el deslizamiento y las fuerzas de cizalla

Óptimo envolvimiento del contorno corporal para una distribución uniforme de la presión

El Adjuster O2 es extremadamente adecuado para su uso con contornos del cuerpo asimétricos y amputaciones. Automáticamente gestiona pequeñas oblicuidades y es individualmente ajustable para soportar asimetrías más extremas. Cuando usted está buscando un alto nivel de confort, protección óptima de la piel y estabilidad; el Adjuster O2 es siempre una opción segura. El diseño permite que la inmersión total redistribuya uniformemente la presión e impida el deslizamiento hacia delante. 100% lavable a máquina y transpirable, para una higiene óptima, una temperatura perfecta y regulación de la humedad. Como resultado, el Adjuster O2 ofrece una protección óptima contra las escaras

RENDIMIENTO DEL

Protección de la piel/ Antidecúbitus	▲▲▲▲▲
Redistribución de la presión	▲▲▲▲▲
Reducción del cizallamiento	▲▲▲▲▲
Control del micro-clima	▲▲▲▲▲
Amortiguación de impactos y vibraciones	▲▲▲▲▲
<b>Posicionamiento</b>	▲▲▲▲▲
Estabilidad lateral	▲▲▲▲▲△
Estabilidad frontal	▲▲▲▲▲
Prevención del deslizamiento	▲▲▲▲▲
Permite ajustes manuales	▲▲▲▲▲
Permite transferencias fáciles	▲▲▲▲▲△

Mantenimiento y Seguridad

Durabilidad	▲▲▲▲▲
Confiability	▲▲▲▲▲
Funcionalidad cuando se usa mal	▲▲▲▲▲△
Bajo nivel de mantenimiento	▲▲▲▲▲
Alto nivel de higiene	▲▲▲▲▲

Funcionalidad y Aplicación

Comodidad	▲▲▲▲▲
Cojín super ligero	▲▲▲▲▲
Rango de tallas disponible	▲▲▲▲▲
Peso máximo de usuario	▲▲▲▲▲
Asiento bajo a la altura del suelo	▲▲▲▲▲
Ajustes automáticos	▲▲▲▲▲△

USADO CON

Hemiplejía (CVA), amputaciones, cifosis, oblicuidad /rotación / rotación pélvica, Espina Bífida, espasmos, Fibrodiasplasia Osificante Progresiva (FOP)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura	6 y 10 cm
Peso medio	725 gramos
Peso máx. usuario	250 kg
Lavable a máquina a	60°C máx.

TAMAÑOS DE COJÍN

Estándar      Tamaños > 53 cm sólo altura 10 cm  
 Bajo pedido

