


EL COJÍN DE AIRE MÁS ESTABLE PARA USUARIOS DE SILLAS DE RUEDAS

Concavidad isquiática – Dos compartimentos para liberar de presión superior el área isquiática y del coxis & posibilidades extra de posicionamiento


Soporte de Trocánter

densidad más firme para proporcionar estabilidad lateral | redistribuye la presión para ayudar a crear una concavidad isquiática



Compartimentos delanteros que proporcionan alineamiento y estabilidad | ajustable fácilmente para cada necesidad.

Cremallera en el medio para un fácil ajuste cuando el usuario está sentado | el cojín mantiene su forma, mejorando la protección de la piel del usuario



Nueve compartimentos para estabilidad óptima

Expande el alcance del usuario

Posicionamiento extra de los muslos

El cojín Vicair Vector 02 ofrece una mayor estabilidad para el usuario de silla de ruedas. Esto da como resultado una funcionalidad mejorada de la parte superior del cuerpo y expande el alcance de los brazos del usuario. El diseño único del compartimento del cojín reduce la presión en el área vulnerable alrededor de los isquios y el coxis. El Vector 02 proporciona una excelente guía para las piernas, protección óptima de la piel y estabilidad pélvica adicional.

El cojín es 100% lavable a máquina y transpirable, para una higiene óptima y una regulación perfecta de la temperatura y la humedad.

RENDIMIENTO DEL

Protección de la piel/ Antidecúbitus	▲▲▲▲▲
Redistribución de la presión	▲▲▲▲▲
Reducción del cizallamiento	▲▲▲▲▲△
Control del micro-clima	▲▲▲▲▲
Amortiguación de impactos y vibraciones	▲▲▲▲▲
Posicionamiento	▲▲▲▲▲
Estabilidad lateral	▲▲▲▲▲
Estabilidad frontal	▲▲▲▲▲
Prevención del deslizamiento	▲▲▲▲▲
Permite ajustes manuales	▲▲▲▲▲
Permite transferencias fáciles	▲▲▲▲▲△

Mantenimiento y Seguridad

Durabilidad	▲▲▲▲▲
Confiability	▲▲▲▲▲
Funcionalidad cuando se usa mal	▲▲▲▲▲△
Bajo nivel de mantenimiento	▲▲▲▲▲
Alto nivel de higiene	▲▲▲▲▲

Funcionalidad y Aplicación

Comodidad	▲▲▲▲▲
Cojín super ligero	▲▲▲▲▲
Rango de tallas disponible	▲▲▲▲▲
Peso máximo de usuario	▲▲▲▲▲
Asiento bajo a la altura del suelo	▲▲▲▲▲
Ajustes automáticos	▲▲▲▲▲△

USADO CON

Lesiones medulares, enfermedades neuromusculares, síndrome de hiper movilidad, síndrome de Ehlers Danlos (EDS)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura	6 y 10 cm
Peso medio	725 gramos
Peso máx. usuario	250 kg
Lavable a máquina a	60°C máx.

TAMAÑOS DE COJÍN

■ Estándar Tamaños > 53 cm sólo altura 10 cm
■ Bajo pedido

